

検査画像の参照方法

吉田クリニックの検査画像は DVD-R で結果をお渡しします。

画像枚数が多い場合やご使用の端末の状態によっては、読み込みに時間がかかる場合がございます。

DVDドライブにアイコンが表示されている場合


ダブルクリックすると画像参照ビューアが開きます



フォルダが開く場合

OTHER → **EVLITE** → **EVClientLight.exe**

順番にダブルクリックすると画像参照ビューアが開きます



上記の方法でも画像参照ビューアを開けない場合は、お手数ではございますが当院までご連絡ください。

PC端末の再起動などで改善する場合がございますので、もし可能であればお試しください。